

# KERN 323-08

# KERN

Gewichtenset, F1, 1 mg - 5 kg, Knop, roestvrij staal gepolijst (OIML), in een houten kist



Artikelnummer voor  
gegarandeerde plus-afwijking 921-407

Pictogrammen

STANDARD



## Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Set van gewichten
Productgroep	OIML F1
Productfamilie	323

## Meetsysteem

Testgewicht - nominale waarde	1 mg - 5 kg
Testgewicht OIML klasse	F1

## Ontwerp

Bouwworm gewicht	Knop
Afmetingen (B×D×H)	420×200×200 mm
Aantal gewichten	28
Etui van gewichtenset	in een houten kist
Materiaal	roestvrij staal gepolijst (OIML)

## Verpakking & verzending

Afreesbaarheid kracht [d] (N)	1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	420×200×200 mm
Nettogewicht	17,81 kg
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	18 kg
Brutogewicht ca.	18 kg
Verzendgewicht	17,81 kg

## Diensten

Artikelnummer voor conformiteitsbeoordeling (ijking)	952-407
Artikelnummer voor DAkKS- kalibratie	962-407