

KERN 323-084

KERN

Gewichtssatz, F1, 1 mg - 5 kg, Knopf, Edelstahl poliert (OIML), im Kunststoffkoffer



Artikelnummer für DAkkS-Kalibrierung 962-407

Artikelnummer für garantierte Plus-Abweichung 921-407

Piktogramme

STANDARD



Kategorie

Marke	KERN
Produktkategorie	Gewichtssatz
Produktgruppe	OIML F1
Produktfamilie	323

Messsystem

Prüfgewicht - Nennwert	1 mg - 5 kg
OIML-konform	✓
Gewicht OIML-Klasse	F1

Bauform

Bauform Gewicht	Knopf
Abmessungen (B×T×H)	350×320×180 mm
Anzahl Gewichte	28
Etui des Gewichtssatzes	im Kunststoffkoffer
Material	Edelstahl poliert (OIML)

Verpackung & Versand

Lieferzeit	1 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	350×320×180 mm
Nettogewicht	12,69 kg
Versandart	Paketdienst
Nettogewicht ca.	13 kg
Bruttogewicht ca.	13 kg
Versandgewicht	12,69 kg

Dienstleistungen

Artikelnummer für Konformitätsbewertung (Eichung)	952-407
---------------------------------------------------	---------