

# KERN 323-084

**KERN**

Gewichtenset, F1, 1 mg - 5 kg, Knop, roestvrij staal gepolijst (OIML), in een kunststof koffer



Artikelnummer voor  
gegarandeerde plus-afwijking 921-407

Pictogrammen

STANDARD



1 DAY

## Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Set van gewichten
Productgroep	OIML F1
Productfamilie	323

## Meetsysteem

Testgewicht - nominale waarde	1 mg - 5 kg
Testgewicht OIML klasse	F1

## Ontwerp

Bouwworm gewicht	Knop
Afmetingen (B×D×H)	350×320×180 mm
Aantal gewichten	28
Etui van gewichtenset	in een kunststof koffer
Materiaal	roestvrij staal gepolijst (OIML)

## Verpakking & verzending

Afreesbaarheid kracht [d] (N)	1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	350×320×180 mm
Nettogewicht	12,69 kg
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	13 kg
Brutogewicht ca.	13 kg
Verzendgewicht	12,69 kg

## Diensten

Artikelnummer voor conformiteitsbeoordeling (ijking)	952-407
Artikelnummer voor DAkKS- kalibratie	962-407