

# KERN 323-086

**KERN**

Jeu de poids, F1, 1 mg - 5 kg, Bouton, inox poli (OIML), dans un boîtier en aluminium



Numéro d'article pour écart positif garanti 921-407

Pictogrammes

STANDARD



## Catégorie

Marque	KERN
Catégorie de produits	Jeu de poids
Groupe de produit	OIML F1
Famille de produits	323

## Système de mesure

Poid de contrôle - valeur nominale	1 mg - 5 kg
Poid de contrôle OIML classe	F1

## Forme de construction

Forme poid	Bouton
Dimensions (L×P×H)	460×260×200 mm
Étui du jeu de poids	dans un boîtier en aluminium
Matériau	inox poli (OIML)

## Emballage & expédition

Lecture force [d] (N)	1 d
Dimensions emballage (L×P×H)	460×260×200 mm
Poids net	12,68 kg
Mode de livraison	Service de colis
Poids net env.	13 kg
Poids brut env.	18 kg
Poids d'expédition	18 kg

## Services

Numéro d'évaluation de la conformité (homologacion)	952-407
Numéro d'article pour étalonnage DAkKS	962-407