

KERN 323-09

KERN

Gewichtssatz, F1, 1 mg - 10 kg, Knopf, Edelstahl poliert (OIML), im Holzetui



Artikelnummer für DAkkS-Kalibrierung 962-408

Artikelnummer für garantierte Plus-Abweichung 921-408

Piktogramme

STANDARD



Kategorie

Marke	KERN
Produktkategorie	Gewichtssatz
Produktgruppe	OIML F1
Produktfamilie	323

Messsystem

Prüfgewicht - Nennwert	1 mg - 10 kg
OIML-konform	✓
Gewicht OIML-Klasse	F1

Bauform

Bauform Gewicht	Knopf
Abmessungen (B×T×H)	540×200×240 mm
Anzahl Gewichte	29
Etui des Gewichtssatzes	im Holzetui
Material	Edelstahl poliert (OIML)

Verpackung & Versand

Lieferzeit	2 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	540×200×240 mm
Nettogewicht	30,61 kg
Versandart	Spedition
Nettogewicht ca.	32 kg
Bruttogewicht ca.	34 kg
Versandgewicht	32,5 kg

Dienstleistungen

Artikelnummer für Konformitätsbewertung (Eichung)	952-408
---	---------