

KERN 323-09

KERN

Conjunto de pesos, F1, 1 mg - 10 kg, Botão, aço inox polido (OIML), numa caixa de madeira



Número do artigo para desvio Plus garantido 921-408

Pictogramas

STANDARD



Categoria

Marca	KERN
Categoria de produto	Conjunto de pesos
Grupo de produto	OIML F1
Família de produto	323

Sistema de medição

Peso de teste - valor nominal	1 mg - 10 kg
Peso de teste OIML classe	F1

Desenho

Forma de construção peso	Botão
Dimensões (L×P×A)	540×200×240 mm
Número de pesos	29
Estojo do conjunto de pesos	numa caixa de madeira
Material	aço inox polido (OIML)

Embalagem e expedição

Leitura força [d] (N)	2 d
Dimensões da embalagem (L×P×A)	540×200×240 mm
Peso líquido	30,61 kg
Método de envio	Transportadoras
Peso líquido aprox.	32 kg
Peso bruto aprox.	34 kg
Peso de envio	32,5 kg

Serviços

Número do artigo para avaliação da conformidade (homologação)	952-408
Número do artigo para calibração DAkkS	962-408