

# KERN 323-096

# KERN

Kit di pesi, F1, 1 mg - 10 kg, Pulsante, acciaio inossidabile lucidato (OIML), in valigetta di alluminio



Numero di articolo per  
scostamento positivo garantito 921-408

Pittogrammi

STANDARD



## Categoria

Marchio	KERN
Categoria di prodotto	Set di pesi
Gruppo di prodotti	OIML F1
Famiglia di prodotti	323

## Sistema di misura

Peso di calibrazione - valore nominale	1 mg - 10 kg
Peso di calibrazione OIML classe	F1

## Design

Struttura peso	Pulsante
Dimensioni (L×P×A)	610×260×235 mm
Astuccio del set di pesi	in valigetta di alluminio
Materiale	acciaio inossidabile lucidato (OIML)

## Imballaggio e spedizione

Divisione forza [d] (N)	1 d
Dimensioni imballaggio (L×P×H)	610×260×235 mm
Peso netto	23,98 kg
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Peso netto ca.	24 kg
Peso lordo ca.	28 kg
Peso di spedizione	28 kg

## Servizi

Numero di articolo per valutazione della conformità (omologazione)	952-408
Numero di articolo per calibrazione DAkKS	962-408