

KERN 323-096

KERN

Gewichtenset, F1, 1 mg - 10 kg, Knop, roestvrij staal gepolijst (OIML), in aluminium behuizing



Artikelnummer voor
gegarandeerde plus-afwijking 921-408

Pictogrammen

STANDARD



1 DAY

Categorie

| | |
|------------------|-------------------|
| Merk | KERN |
| Productcategorie | Set van gewichten |
| Productgroep | OIML F1 |
| Productfamilie | 323 |

Meetsysteem

| | |
|-------------------------------|--------------|
| Testgewicht - nominale waarde | 1 mg - 10 kg |
| Testgewicht OIML klasse | F1 |

Ontwerp

| | |
|-----------------------|-------------------------------------|
| Bouwworm gewicht | Knop |
| Afmetingen (B×D×H) | 610×260×235 mm |
| Etui van gewichtenset | in aluminium behuizing |
| Materiaal | roestvrij staal gepolijst (OIML) |

Verpakking & verzending

| | |
|-------------------------------|----------------|
| Afreesbaarheid kracht [d] (N) | 1 d |
| Afmetingen verpakking (B×D×H) | 610×260×235 mm |
| Nettogewicht | 23,98 kg |
| Verzendmethode | Pakketdienst |
| Nettogewicht ca. | 24 kg |
| Brutogewicht ca. | 28 kg |
| Verzendgewicht | 28 kg |

Diensten

| | |
|---|---------|
| Artikelnummer voor conformiteitsbeoordeling (ijking) | 952-408 |
| Artikelnummer voor DAkKS- kalibratie | 962-408 |