

KERN 323-096

KERN

Conjunto de pesos, F1, 1 mg - 10 kg, Botão, aço inox polido (OIML), em caixa de alumínio



Pictogramas

STANDARD



Categoria

Marca	KERN
Categoria de produto	Conjunto de pesos
Grupo de produto	OIML F1
Família de produto	323

Sistema de medição

Peso de teste - valor nominal	1 mg - 10 kg
Peso de teste OIML classe	F1

Desenho

Forma de construção peso	Botão
Dimensões (L×P×A)	610×260×235 mm
Estojo do conjunto de pesos	em caixa de alumínio
Material	aço inox polido (OIML)

Embalagem e expedição

Leitura força [d] (N)	1 d
Dimensões da embalagem (L×P×A)	610×260×235 mm
Peso líquido	23,98 kg
Método de envio	Serviço de encomendas
Peso líquido aprox.	24 kg
Peso bruto aprox.	28 kg
Peso de envio	28 kg

Serviços

Número do artigo para avaliação da conformidade (homologação)	952-408
Número do artigo para calibração DAkkS	962-408
Número do artigo para desvio Plus garantido	921-408