

# KERN 324-024

**KERN**

Gewichtenset, F1, 1 g - 50 g, Knop, roestvrij staal gepolijst (OIML), in een kunststof koffer



Artikelnummer voor  
gegarandeerde plus-afwijking 921-415

Pictogrammen

STANDARD



## Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Set van gewichten
Productgroep	OIML F1
Productfamilie	324

## Meetsysteem

Testgewicht - nominale waarde	1 g - 50 g
Testgewicht OIML klasse	F1

## Ontwerp

Bouwworm gewicht	Knop
Afmetingen (B×D×H)	250×210×75 mm
Aantal gewichten	8
Etui van gewichtenset	in een kunststof koffer
Materiaal	roestvrij staal gepolijst (OIML)

## Verpakking & verzending

Afreesbaarheid kracht [d] (N)	1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	250×210×75 mm
Nettogewicht	0,5 kg
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	0,50 kg
Brutogewicht ca.	0,50 kg
Verzendgewicht	0,8 kg

## Diensten

Artikelnummer voor conformiteitsbeoordeling (ijking)	952-415
Artikelnummer voor DAkKS- kalibratie	962-415