

KERN 324-03

KERN

Gewichtenset, F1, 1 g - 100 g, Knop, roestvrij staal gepolijst (OIML), in een houten kist



Artikelnummer voor
gegarandeerde plus-afwijking 921-416

Pictogrammen

STANDARD



Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Set van gewichten
Productgroep	OIML F1
Productfamilie	324

Meetsysteem

Testgewicht - nominale waarde	1 g - 100 g
Testgewicht OIML klasse	F1

Ontwerp

Bouwworm gewicht	Knop
Afmetingen (B×D×H)	152×152×66 mm
Aantal gewichten	9
Etui van gewichtenset	in een houten kist
Materiaal	roestvrij staal gepolijst (OIML)

Verpakking & verzending

Afreesbaarheid kracht [d] (N)	1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	152×152×66 mm
Nettogewicht	0,9 kg
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	0,90 kg
Brutogewicht ca.	0,90 kg
Verzendgewicht	0,9 kg

Diensten

Artikelnummer voor conformiteitsbeoordeling (ijking)	952-416
Artikelnummer voor DAkKS- kalibratie	962-416