

# KERN 324-034

**KERN**

Conjunto de pesos, F1, 1 g - 100 g, Botão, aço inox polido (OIML), num estojo plástico



Número do artigo para desvio Plus garantido 921-416

Pictogramas

STANDARD



## Categoria

Marca	KERN
Categoria de produto	Conjunto de pesos
Grupo de produto	OIML F1
Família de produto	324

## Sistema de medição

Peso de teste - valor nominal	1 g - 100 g
Peso de teste OIML classe	F1

## Desenho

Forma de construção peso	Botão
Dimensões (L×P×A)	250×210×75 mm
Número de pesos	9
Estojo do conjunto de pesos	num estojo plástico
Material	aço inox polido (OIML)

## Embalagem e expedição

Leitura força [d] (N)	1 d
Dimensões da embalagem (L×P×A)	250×210×75 mm
Peso líquido	0,6 kg
Método de envio	Serviço de encomendas
Peso líquido aprox.	0,60 kg
Peso bruto aprox.	0,60 kg
Peso de envio	0,8 kg

## Serviços

Número do artigo para avaliação da conformidade (homologação)	952-416
Número do artigo para calibração DAkkS	962-416