

# KERN 324-04

# KERN

Gewichtssatz, F1, 1 g - 200 g, Knopf, Edelstahl poliert (OIML), im Holzetui



Artikelnummer für DAkkS-Kalibrierung 962-417

Artikelnummer für garantierte Plus-Abweichung 921-417

## Piktogramme

## STANDARD



### Kategorie

Marke	KERN
Produktkategorie	Gewichtssatz
Produktgruppe	OIML F1
Produktfamilie	324

### Messsystem

Prüfgewicht - Nennwert	1 g - 200 g
OIML-konform	✓
Gewicht OIML-Klasse	F1

### Bauform

Bauform Gewicht	Knopf
Abmessungen (B×T×H)	152×152×66 mm
Anzahl Gewichte	11
Etui des Gewichtssatzes	im Holzetui
Material	Edelstahl poliert (OIML)

### Verpackung & Versand

Lieferzeit	1 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	152×152×66 mm
Nettogewicht	1,29 kg
Versandart	Paketdienst
Nettogewicht ca.	1,4 kg
Bruttogewicht ca.	1,4 kg
Versandgewicht	1,29 kg

### Dienstleistungen

Artikelnummer für Konformitätsbewertung (Eichung)	952-417
---	---------