

KERN 324-04

KERN

Jeu de poids, F1, 1 g - 200 g, Bouton, inox poli (OIML), dans une caisse en bois



Numéro d'article pour écart positif garanti 921-417

Pictogrammes

STANDARD



Catégorie

| | |
|-----------------------|--------------|
| Marque | KERN |
| Catégorie de produits | Jeu de poids |
| Groupe de produit | OIML F1 |
| Famille de produits | 324 |

Système de mesure

| | |
|------------------------------------|-------------|
| Poid de contrôle - valeur nominale | 1 g - 200 g |
| Poid de contrôle OIML classe | F1 |

Forme de construction

| | |
|----------------------|-------------------------|
| Forme poid | Bouton |
| Dimensions (L×P×H) | 152×152×66 mm |
| Nombre de poids | 11 |
| Étui du jeu de poids | dans une caisse en bois |
| Matériau | inox poli (OIML) |

Emballage & expédition

| | |
|------------------------------|------------------|
| Lecture force [d] (N) | 1 d |
| Dimensions emballage (L×P×H) | 152×152×66 mm |
| Poids net | 1,29 kg |
| Mode de livraison | Service de colis |
| Poids net env. | 1,4 kg |
| Poids brut env. | 1,4 kg |
| Poids d'expédition | 1,29 kg |

Services

| | |
|---|---------|
| Numéro d'évaluation de la conformité (homologacion) | 952-417 |
| Numéro d'article pour étalonnage DAkkS | 962-417 |