

KERN 324-04

KERN

Conjunto de pesos, F1, 1 g - 200 g, Botão, aço inox polido (OIML), numa caixa de madeira



Número do artigo para desvio Plus garantido 921-417

Pictogramas

STANDARD



Categoria

Marca	KERN
Categoria de produto	Conjunto de pesos
Grupo de produto	OIML F1
Família de produto	324

Sistema de medição

Peso de teste - valor nominal	1 g - 200 g
Peso de teste OIML classe	F1

Desenho

Forma de construção peso	Botão
Dimensões (L×P×A)	152×152×66 mm
Número de pesos	11
Estojo do conjunto de pesos	numa caixa de madeira
Material	aço inox polido (OIML)

Embalagem e expedição

Leitura força [d] (N)	1 d
Dimensões da embalagem (L×P×A)	152×152×66 mm
Peso líquido	1,29 kg
Método de envio	Serviço de encomendas
Peso líquido aprox.	1,4 kg
Peso bruto aprox.	1,4 kg
Peso de envio	1,29 kg

Serviços

Número do artigo para avaliação da conformidade (homologação)	952-417
Número do artigo para calibração DAkkS	962-417