

# KERN 324-044

# KERN

Juego de pesas, F1, 1 g - 200 g, Botón, acero inoxidable pulido (OIML), en un estuche de plástico



Número de artículo para calibración DAkkS 962-417

Número de artículo para divergencia positiva garantizada 921-417

## Pictogramas

## STANDARD



## Categoría

Marca	KERN
Categoría de producto	Juego de pesas
Grupo de producto	OIML F1
Familia de productos	324

## Sistema de medición

Peso de control - valor nominal	1 g - 200 g
Peso de control OIML clase	F1

## Diseño

Forma constructiva pesa	Botón
Dimensiones (A×P×A)	250×210×75 mm
Número de pesos	11
Estuche de juego de pesas	en un estuche de plástico
Material	acero inoxidable pulido (OIML)

## Embalaje y envío

Lectura fuerza [d] (N)	1 d
Dimensiones del embalaje (A×P×A)	250×210×75 mm
Peso neto	0,94 kg
Método de envío	Servicio de paquetes
Peso neto aprox.	0,95 kg
Peso bruto aprox.	0,95 kg
Peso de envío	0,94 kg

## Servicios

Número de artículo para evaluación de la conformidad (homologación)	952-417
---------------------------------------------------------------------	---------