

# KERN 324-046

# KERN

Kit di pesi, F1, 1 g - 200 g, Pulsante, acciaio inossidabile lucidato (OIML), in valigetta di alluminio



Numero di articolo per  
scostamento positivo garantito 921-417

Pittogrammi

STANDARD



## Categoria

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| Marchio               | KERN        |
| Categoria di prodotto | Set di pesi |
| Gruppo di prodotti    | OIML F1     |
| Famiglia di prodotti  | 324         |

## Sistema di misura

|  |             |
|--|-------------|
| Peso di calibrazione - valore nominale | 1 g - 200 g |
| Peso di calibrazione OIML classe       | F1          |

## Design

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Struttura peso           | Pulsante                                |
| Dimensioni (L×P×A)       | 190×130×80 mm                           |
| Astuccio del set di pesi | in valigetta di alluminio               |
| Materiale                | acciaio inossidabile<br>lucidato (OIML) |

## Imballaggio e spedizione

|                                |                 |
|--------------------------------|-----------------|
| Divisione forza [d] (N)        | 1 d             |
| Dimensioni imballaggio (L×P×H) | 190×130×80 mm   |
| Peso netto                     | 0,9 kg          |
| Metodo di spedizione           | Servizio pacchi |
| Peso netto ca.                 | 0,90 kg         |
| Peso lordo ca.                 | 1,2 kg          |
| Peso di spedizione             | 1,1 kg          |

## Servizi

|  |         |
|--|---------|
| Numero di articolo per valutazione della conformità (omologazione) | 952-417 |
| Numero di articolo per calibrazione DAkks                          | 962-417 |