

KERN 324-046

KERN

Gewichtenset, F1, 1 g - 200 g, Knop, roestvrij staal gepolijst (OIML), in aluminium behuizing



Artikelnummer voor
gegarandeerde plus-afwijking 921-417

Pictogrammen

STANDARD



Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Set van gewichten
Productgroep	OIML F1
Productfamilie	324

Meetsysteem

Testgewicht - nominale waarde	1 g - 200 g
Testgewicht OIML klasse	F1

Ontwerp

Bouwworm gewicht	Knop
Afmetingen (B×D×H)	190×130×80 mm
Etui van gewichtenset	in aluminium behuizing
Materiaal	roestvrij staal gepolijst (OIML)

Verpakking & verzending

Afreesbaarheid kracht [d] (N)	1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	190×130×80 mm
Nettogewicht	0,9 kg
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	0,90 kg
Brutogewicht ca.	1,2 kg
Verzendgewicht	1,1 kg

Diensten

Artikelnummer voor conformiteitsbeoordeling (ijking)	952-417
Artikelnummer voor DAkKS-kalibratie	962-417