

# KERN 324-05

# KERN

Gewichtenset, F1, 1 g - 500 g, Knop, roestvrij staal gepolijst (OIML), in een houten kist



Artikelnummer voor  
gegarandeerde plus-afwijking 921-418

Pictogrammen

STANDARD



## Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Set van gewichten
Productgroep	OIML F1
Productfamilie	324

## Meetsysteem

Testgewicht - nominale waarde	1 g - 500 g
Testgewicht OIML klasse	F1

## Ontwerp

Bouwworm gewicht	Knop
Afmetingen (B×D×H)	230×180×110 mm
Aantal gewichten	12
Etui van gewichtenset	in een houten kist
Materiaal	roestvrij staal gepolijst (OIML)

## Verpakking & verzending

Afreesbaarheid kracht [d] (N)	1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	230×180×110 mm
Nettogewicht	3,1 kg
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	3,2 kg
Brutogewicht ca.	3,2 kg
Verzendgewicht	3,1 kg

## Diensten

Artikelnummer voor conformiteitsbeoordeling (ijking)	952-418
Artikelnummer voor DAKKS- kalibratie	962-418