

KERN 324-06

KERN

Gewichtssatz, F1, 1 g - 1 kg, Knopf, Edelstahl poliert (OIML), im Holzetui



Artikelnummer für DAkkS-Kalibrierung 962-419

Artikelnummer für garantierte Plus-Abweichung 921-419

Piktogramme

STANDARD



Kategorie

Marke	KERN
Produktkategorie	Gewichtssatz
Produktgruppe	OIML F1
Produktfamilie	324

Messsystem

Prüfgewicht - Nennwert	1 g - 1 kg
OIML-konform	✓
Gewicht OIML-Klasse	F1

Bauform

Bauform Gewicht	Knopf
Abmessungen (B×T×H)	230×180×110 mm
Anzahl Gewichte	13
Etui des Gewichtssatzes	im Holzetui
Material	Edelstahl poliert (OIML)

Verpackung & Versand

Lieferzeit	1 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	230×180×110 mm
Nettogewicht	4,21 kg
Versandart	Paketdienst
Nettogewicht ca.	4,4 kg
Bruttogewicht ca.	4,4 kg
Versandgewicht	4,21 kg

Dienstleistungen

Artikelnummer für Konformitätsbewertung (Eichung)	952-419
---	---------