

# KERN 324-064

**KERN**

Gewichtenset, F1, 1 g - 1 kg, Knop, roestvrij staal gepolijst (OIML), in een kunststof koffer



Artikelnummer voor  
gegarandeerde plus-afwijking 921-419

Pictogrammen

STANDARD



## Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Set van gewichten
Productgroep	OIML F1
Productfamilie	324

## Meetsysteem

Testgewicht - nominale waarde	1 g - 1 kg
Testgewicht OIML klasse	F1

## Ontwerp

Bouwworm gewicht	Knop
Afmetingen (B×D×H)	350×320×180 mm
Aantal gewichten	13
Etui van gewichtenset	in een kunststof koffer
Materiaal	roestvrij staal gepolijst (OIML)

## Verpakking & verzending

Afreesbaarheid kracht [d] (N)	1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	350×320×180 mm
Nettogewicht	3,7 kg
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	3,8 kg
Brutogewicht ca.	3,8 kg
Verzendgewicht	4 kg

## Diensten

Artikelnummer voor conformiteitsbeoordeling (ijking)	952-419
Artikelnummer voor DAkKS- kalibratie	962-419