

# KERN 324-066

# KERN

Kit di pesi, F1, 1 g - 1 kg, Pulsante, acciaio inossidabile lucidato (OIML), in valigetta di alluminio



Numero di articolo per  
scostamento positivo garantito 921-418

Pittogrammi

STANDARD



## Categoria

Marchio	KERN
Categoria di prodotto	Set di pesi
Gruppo di prodotti	OIML F1
Famiglia di prodotti	324

## Sistema di misura

Peso di calibrazione - valore nominale	1 g - 1 kg
Peso di calibrazione OIML classe	F1

## Design

Struttura peso	Pulsante
Dimensioni (L×P×A)	230×140×110 mm
Astuccio del set di pesi	in valigetta di alluminio
Materiale	acciaio inossidabile lucidato (OIML)

## Imballaggio e spedizione

Divisione forza [d] (N)	1 d
Dimensioni imballaggio (L×P×H)	230×140×110 mm
Peso netto	2,7 kg
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Peso netto ca.	2,8 kg
Peso lordo ca.	3,6 kg
Peso di spedizione	3,5 kg

## Servizi

Numero di articolo per valutazione della conformità (omologazione)	952-418
Numero di articolo per calibrazione DAkS	962-418