

# KERN 324-074

**KERN**

Jeu de poids, F1, 1 g - 2 kg, Bouton, inox poli (OIML), dans un étui en plastique



Numéro d'article pour écart positif garanti 921-420

Pictogrammes

STANDARD



## Catégorie

Marque	KERN
Catégorie de produits	Jeu de poids
Groupe de produit	OIML F1
Famille de produits	324

## Système de mesure

Poid de contrôle - valeur nominale	1 g - 2 kg
Poid de contrôle OIML classe	F1

## Forme de construction

Forme poid	Bouton
Dimensions (L×P×H)	350×320×180 mm
Nombre de poids	15
Étui du jeu de poids	dans un étui en plastique
Matériau	inox poli (OIML)

## Emballage & expédition

Lecture force [d] (N)	1 d
Dimensions emballage (L×P×H)	350×320×180 mm
Poids net	7,69 kg
Mode de livraison	Service de colis
Poids net env.	8 kg
Poids brut env.	8 kg
Poids d'expédition	7,69 kg

## Services

Numéro d'évaluation de la conformité (homologacion)	952-420
Numéro d'article pour étalonnage DAkkS	962-420