

# KERN 324-074

**KERN**

Kit di pesi, F1, 1 g - 2 kg, Pulsante, acciaio inossidabile lucidato (OIML), in una custodia di plastica



Numero di articolo per calibrazione  
DAkKS 962-420

Numero di articolo per  
scostamento positivo garantito 921-420

Pittogrammi

STANDARD



## Categoria

Marchio	KERN
Categoria di prodotto	Set di pesi
Gruppo di prodotti	OIML F1
Famiglia di prodotti	324

## Sistema di misura

Peso di calibrazione - valore nominale	1 g - 2 kg
Peso di calibrazione OIML classe	F1

## Design

Struttura peso	Pulsante
Dimensioni (L×P×A)	350×320×180 mm
Numero di pesi	15
Astuccio del set di pesi	in una custodia di plastica
Materiale	acciaio inossidabile lucidato (OIML)

## Imballaggio e spedizione

Divisione forza [d] (N)	1 d
Dimensioni imballaggio (L×P×H)	350×320×180 mm
Peso netto	7,69 kg
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Peso netto ca.	8 kg
Peso lordo ca.	8 kg
Peso di spedizione	7,69 kg

## Servizi

Numero di articolo per valutazione della conformità (omologazione)	952-420
--	---------