

KERN 324-076

KERN

Kit di pesi, F1, 1 g - 2 kg, Pulsante, acciaio inossidabile lucidato (OIML), in valigetta di alluminio



Numero di articolo per
scostamento positivo garantito 921-420

Pittogrammi

STANDARD



Categoria

Marchio	KERN
Categoria di prodotto	Set di pesi
Gruppo di prodotti	OIML F1
Famiglia di prodotti	324

Sistema di misura

Peso di calibrazione - valore nominale	1 g - 2 kg
Peso di calibrazione OIML classe	F1

Design

Struttura peso	Pulsante
Dimensioni (L×P×A)	278×180×138 mm
Astuccio del set di pesi	in valigetta di alluminio
Materiale	acciaio inossidabile lucidato (OIML)

Imballaggio e spedizione

Divisione forza [d] (N)	1 d
Dimensioni imballaggio (L×P×H)	278×180×138 mm
Peso netto	5,15 kg
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Peso netto ca.	6 kg
Peso lordo ca.	6 kg
Peso di spedizione	5,55 kg

Servizi

Numero di articolo per valutazione della conformità (omologazione)	952-420
Numero di articolo per calibrazione DAkKS	962-420