

# KERN 324-08

**KERN**

Kit di pesi, F1, 1 g - 5 kg, Pulsante, acciaio inossidabile lucidato (OIML), in una cassa di legno



Numero di articolo per calibrazione  
DAkKS 962-421

Numero di articolo per  
scostamento positivo garantito 921-421

Pittogrammi

STANDARD



## Categoria

Marchio	KERN
Categoria di prodotto	Set di pesi
Gruppo di prodotti	OIML F1
Famiglia di prodotti	324

## Sistema di misura

Peso di calibrazione - valore nominale	1 g - 5 kg
Peso di calibrazione OIML classe	F1

## Design

Struttura peso	Pulsante
Dimensioni (L×P×A)	420×200×200 mm
Numero di pesi	16
Astuccio del set di pesi	in una cassa di legno
Materiale	acciaio inossidabile lucidato (OIML)

## Imballaggio e spedizione

Divisione forza [d] (N)	1 d
Dimensioni imballaggio (L×P×H)	420×200×200 mm
Peso netto	17,81 kg
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Peso netto ca.	18 kg
Peso lordo ca.	18 kg
Peso di spedizione	17,81 kg

## Servizi

Numero di articolo per valutazione della conformità (omologazione)	952-421
--	---------