

# KERN 324-084

# KERN

Gewichtssatz, F1, 1 g - 5 kg, Knopf, Edelstahl poliert (OIML), im Kunststoffkoffer



Artikelnummer für DAkkS-Kalibrierung 962-421

Artikelnummer für garantierte Plus-Abweichung 921-421

## Piktogramme

## STANDARD



### Kategorie

Marke	KERN
Produktkategorie	Gewichtssatz
Produktgruppe	OIML F1
Produktfamilie	324

### Messsystem

Prüfgewicht - Nennwert	1 g - 5 kg
OIML-konform	✓
Gewicht OIML-Klasse	F1

### Bauform

Bauform Gewicht	Knopf
Abmessungen (B×T×H)	350×320×180 mm
Anzahl Gewichte	16
Etui des Gewichtssatzes	im Kunststoffkoffer
Material	Edelstahl poliert (OIML)

### Verpackung & Versand

Lieferzeit	1 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	350×320×180 mm
Nettogewicht	12,69 kg
Versandart	Paketdienst
Nettogewicht ca.	13 kg
Bruttogewicht ca.	13 kg
Versandgewicht	12,69 kg

### Dienstleistungen

Artikelnummer für Konformitätsbewertung (Eichung)	952-421
---	---------