

KERN 324-084

KERN

Juego de pesas, F1, 1 g - 5 kg, Botón, acero inoxidable pulido (OIML), en un estuche de plástico



Número de artículo para
calibración DAkkS 962-421

Número de artículo para
divergencia positiva garantizada 921-421

Pictogramas

STANDARD



Categoría

Marca	KERN
Categoría de producto	Juego de pesas
Grupo de producto	OIML F1
Familia de productos	324

Sistema de medición

Peso de control - valor nominal	1 g - 5 kg
Peso de control OIML clase	F1

Diseño

Forma constructiva pesa	Botón
Dimensiones (A×P×A)	350×320×180 mm
Número de pesos	16
Estuche de juego de pesas	en un estuche de plástico
Material	acero inoxidable pulido (OIML)

Embalaje y envío

Lectura fuerza [d] (N)	1 d
Dimensiones del embalaje (A×P×A)	350×320×180 mm
Peso neto	12,69 kg
Método de envío	Servicio de paquetes
Peso neto aprox.	13 kg
Peso bruto aprox.	13 kg
Peso de envío	12,69 kg

Servicios

Número de artículo para evaluación de la conformidad (homologación)	952-421
---	---------