

# KERN 324-086

# KERN

Gewichtssatz, F1, 1 g - 5 kg, Knopf, Edelstahl poliert (OIML), im Aluminiumetui



Artikelnummer für garantierte Plus-  
Abweichung 921-421

Piktogramme

STANDARD



## Kategorie

Marke	KERN
Produktkategorie	Gewichtssatz
Produktgruppe	OIML F1
Produktfamilie	324

## Messsystem

Prüfgewicht - Nennwert	1 g - 5 kg
OIML-konform	✓
Gewicht OIML-Klasse	F1

## Bauform

Bauform Gewicht	Knopf
Abmessungen (B×T×H)	460×260×200 mm
Etui des Gewichtssatzes	im Aluminiumetui
Material	Edelstahl poliert (OIML)

## Verpackung & Versand

Lieferzeit	1 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	460×260×200 mm
Nettogewicht	12,6 kg
Versandart	Paketdienst
Nettogewicht ca.	13 kg
Bruttogewicht ca.	18 kg
Versandgewicht	18 kg

## Dienstleistungen

Artikelnummer für Konformitätsbewertung (Eichung)	952-421
Artikelnummer für DAkkS- Kalibrierung	962-421