

KERN 324-086

KERN

Gewichtenset, F1, 1 g - 5 kg, Knop, roestvrij staal gepolijst (OIML), in aluminium behuizing



Artikelnummer voor
gegarandeerde plus-afwijking 921-421

Pictogrammen

STANDARD



Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Set van gewichten
Productgroep	OIML F1
Productfamilie	324

Meetsysteem

Testgewicht - nominale waarde	1 g - 5 kg
Testgewicht OIML klasse	F1

Ontwerp

Bouwworm gewicht	Knop
Afmetingen (B×D×H)	460×260×200 mm
Etui van gewichtenset	in aluminium behuizing
Materiaal	roestvrij staal gepolijst (OIML)

Verpakking & verzending

Afleesbaarheid kracht [d] (N)	1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	460×260×200 mm
Nettogewicht	12,6 kg
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	13 kg
Brutogewicht ca.	18 kg
Verzendgewicht	18 kg

Diensten

Artikelnummer voor conformiteitsbeoordeling (ijking)	952-421
Artikelnummer voor DAkKS- kalibratie	962-421