

KERN 324-09

KERN

Gewichtenset, F1, 1 g - 10 kg, Knop, roestvrij staal gepolijst (OIML), in een houten kist



Artikelnummer voor
gegarandeerde plus-afwijking 921-422

Pictogrammen

STANDARD



Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Set van gewichten
Productgroep	OIML F1
Productfamilie	324

Meetsysteem

Testgewicht - nominale waarde	1 g - 10 kg
Testgewicht OIML klasse	F1

Ontwerp

Bouwworm gewicht	Knop
Afmetingen (B×D×H)	540×200×240 mm
Aantal gewichten	17
Etui van gewichtenset	in een houten kist
Materiaal	roestvrij staal gepolijst (OIML)

Verpakking & verzending

Afreesbaarheid kracht [d] (N)	2 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	540×200×240 mm
Nettogewicht	30,61 kg
Verzendmethode	Expeditie
Nettogewicht ca.	32 kg
Brutogewicht ca.	34 kg
Verzendgewicht	32,5 kg

Diensten

Artikelnummer voor conformiteitsbeoordeling (ijking)	952-422
Artikelnummer voor DAkkS- kalibratie	962-422