

# KERN 324-096

**KERN**

Conjunto de pesos, F1, 1 g - 10 kg, Botão, aço inox polido (OIML), em caixa de alumínio



## Pictogramas

STANDARD



### Categoria

Marca	KERN
Categoria de produto	Conjunto de pesos
Grupo de produto	OIML F1
Família de produto	324

### Sistema de medição

Peso de teste - valor nominal	1 g - 10 kg
Peso de teste OIML classe	F1

### Desenho

Forma de construção peso	Botão
Dimensões (L×P×A)	610×260×235 mm
Estojo do conjunto de pesos	em caixa de alumínio
Material	aço inox polido (OIML)

### Embalagem e expedição

Leitura força [d] (N)	1 d
Dimensões da embalagem (L×P×A)	610×260×235 mm
Peso líquido	23,9 kg
Método de envio	Serviço de encomendas
Peso líquido aprox.	24 kg
Peso bruto aprox.	28 kg
Peso de envio	28 kg

### Serviços

Número do artigo para avaliação da conformidade (homologação)	952-422
Número do artigo para calibração DAkkS	962-422
Número do artigo para desvio Plus garantido	921-422