

# KERN 325-024

# KERN

Kit di pesi, F1, 1 mg - 50 g, Eco-form, acciaio inossidabile lucidato (OIML), in una custodia di plastica



Numero di articolo per  
scostamento positivo garantito 921-401

Pittogrammi

STANDARD



## Categoria

Marchio	KERN
Categoria di prodotto	Set di pesi
Gruppo di prodotti	OIML F1
Famiglia di prodotti	325

## Sistema di misura

Peso di calibrazione - valore nominale	1 mg - 50 g
Peso di calibrazione OIML classe	F1

## Design

Struttura peso	Eco-form
Dimensioni (L×P×A)	250×210×75 mm
Astuccio del set di pesi	in una custodia di plastica
Materiale	acciaio inossidabile lucidato (OIML)

## Imballaggio e spedizione

Divisione forza [d] (N)	1 d
Dimensioni imballaggio (L×P×H)	250×210×75 mm
Peso netto	0,53 kg
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Peso netto ca.	0,55 kg
Peso lordo ca.	0,60 kg
Peso di spedizione	0,8 kg

## Servizi

Numero di articolo per calibrazione DAkks	962-401
--	---------