

# KERN 325-034

# KERN

Gewichtssatz, F1, 1 mg - 100 g, Eco-Form, Edelstahl poliert (OIML), im Kunststoffkoffer



## Piktogramme

### STANDARD



## Kategorie

|                  |              |
|------------------|--------------|
| Marke            | KERN         |
| Produktkategorie | Gewichtssatz |
| Produktgruppe    | OIML F1      |
| Produktfamilie   | 325          |

## Messsystem

|                        |              |
|------------------------|--------------|
| Prüfgewicht - Nennwert | 1 mg - 100 g |
| OIML-konform           | ✓            |
| Gewicht OIML-Klasse    | F1           |

## Bauform

|                         |                          |
|-------------------------|--------------------------|
| Bauform Gewicht         | Eco-Form                 |
| Abmessungen (B×T×H)     | 250×210×75 mm            |
| Etui des Gewichtssatzes | im Kunststoffkoffer      |
| Material                | Edelstahl poliert (OIML) |

## Verpackung & Versand

|                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| Lieferzeit                     | 1 d           |
| Abmessungen Verpackung (B×T×H) | 250×210×75 mm |
| Nettogewicht                   | 0,53 kg       |
| Versandart                     | Paketdienst   |
| Nettogewicht ca.               | 0,55 kg       |
| Bruttogewicht ca.              | 0,60 kg       |
| Versandgewicht                 | 0,8 kg        |

## Dienstleistungen

|   |         |
|---|---------|
| Artikelnummer für DAkkS-Kalibrierung          | 962-402 |
| Artikelnummer für garantierte Plus-Abweichung | 921-402 |