

KERN 325-044

KERN

Gewichtssatz, F1, 1 mg - 200 g, Eco-Form, Edelstahl poliert (OIML), im Kunststoffkoffer



Piktogramme

STANDARD



Kategorie

Marke	KERN
Produktkategorie	Gewichtssatz
Produktgruppe	OIML F1
Produktfamilie	325

Messsystem

Prüfgewicht - Nennwert	1 mg - 200 g
OIML-konform	✓
Gewicht OIML-Klasse	F1

Bauform

Bauform Gewicht	Eco-Form
Abmessungen (B×T×H)	250×210×75 mm
Etui des Gewichtssatzes	im Kunststoffkoffer
Material	Edelstahl poliert (OIML)

Verpackung & Versand

Lieferzeit	1 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	250×210×75 mm
Nettogewicht	0,53 kg
Versandart	Paketdienst
Nettogewicht ca.	0,55 kg
Bruttogewicht ca.	0,95 kg
Versandgewicht	0,94 kg

Dienstleistungen

Artikelnummer für DAkkS-Kalibrierung	962-403
Artikelnummer für garantierte Plus-Abweichung	921-403