

# KERN 325-054

# KERN

Gewichtssatz, F1, 1 mg - 500 g, Eco-Form, Edelstahl poliert (OIML), im Kunststoffkoffer



## Piktogramme

### STANDARD



## Kategorie

Marke	KERN
Produktkategorie	Gewichtssatz
Produktgruppe	OIML F1
Produktfamilie	325

## Messsystem

Prüfgewicht - Nennwert	1 mg - 500 g
OIML-konform	✓
Gewicht OIML-Klasse	F1

## Bauform

Bauform Gewicht	Eco-Form
Abmessungen (B×T×H)	250×210×75 mm
Etui des Gewichtssatzes	im Kunststoffkoffer
Material	Edelstahl poliert (OIML)

## Verpackung & Versand

Lieferzeit	1 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	250×210×75 mm
Nettogewicht	0,53 kg
Versandart	Paketdienst
Nettogewicht ca.	0,55 kg
Bruttogewicht ca.	1,6 kg
Versandgewicht	1,44 kg

## Dienstleistungen

Artikelnummer für DAkkS-Kalibrierung	962-404
Artikelnummer für garantierte Plus-Abweichung	921-404