

# KERN 325-062

**KERN**

Kit di pesi, F1, 1 mg - 1 kg, Eco-form, acciaio inossidabile lucidato (OIML), in una cassa di legno



Pittogrammi

STANDARD



## Categoria

Marchio	KERN
Categoria di prodotto	Set di pesi
Gruppo di prodotti	OIML F1
Famiglia di prodotti	325

## Sistema di misura

Peso di calibrazione - valore nominale	1 mg - 1 kg
Peso di calibrazione OIML classe	F1

## Design

Struttura peso	Eco-form
Dimensioni (L×P×A)	230×180×110 mm
Astuccio del set di pesi	in una cassa di legno
Materiale	acciaio inossidabile lucidato (OIML)

## Imballaggio e spedizione

Divisione forza [d] (N)	1 d
Dimensioni imballaggio (L×P×H)	230×180×110 mm
Peso netto	2,28 kg
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Peso netto ca.	2,4 kg
Peso lordo ca.	2,4 kg
Peso di spedizione	2,28 kg

## Servizi

Numero di articolo per calibrazione DAkks	962-405
Numero di articolo per scostamento positivo garantito	921-405