

# KERN 325-064

# KERN

Gewichtssatz, F1, 1 mg - 1 kg, Eco-Form, Edelstahl poliert (OIML), im Kunststoffkoffer



## Piktogramme

### STANDARD



## Kategorie

Marke	KERN
Produktkategorie	Gewichtssatz
Produktgruppe	OIML F1
Produktfamilie	325

## Messsystem

Prüfgewicht - Nennwert	1 mg - 1 kg
OIML-konform	✓
Gewicht OIML-Klasse	F1

## Bauform

Bauform Gewicht	Eco-Form
Abmessungen (B×T×H)	350×320×180 mm
Etui des Gewichtssatzes	im Kunststoffkoffer
Material	Edelstahl poliert (OIML)

## Verpackung & Versand

Lieferzeit	1 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	350×320×180 mm
Nettogewicht	3,7 kg
Versandart	Paketdienst
Nettogewicht ca.	3,8 kg
Bruttogewicht ca.	3,8 kg
Versandgewicht	4 kg

## Dienstleistungen

Artikelnummer für DAkkS-Kalibrierung	962-405
Artikelnummer für garantierte Plus-Abweichung	921-405