

KERN 325-074

KERN

Gewichtssatz, F1, 1 mg - 2 kg, Eco-Form, Edelstahl poliert (OIML), im Kunststoffkoffer



Piktogramme

STANDARD



Kategorie

Marke	KERN
Produktkategorie	Gewichtssatz
Produktgruppe	OIML F1
Produktfamilie	325

Messsystem

Prüfgewicht - Nennwert	1 mg - 2 kg
OIML-konform	✓
Gewicht OIML-Klasse	F1

Bauform

Bauform Gewicht	Eco-Form
Abmessungen (B×T×H)	350×320×180 mm
Etui des Gewichtssatzes	im Kunststoffkoffer
Material	Edelstahl poliert (OIML)

Verpackung & Versand

Lieferzeit	1 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	350×320×180 mm
Nettogewicht	7,69 kg
Versandart	Paketdienst
Nettogewicht ca.	8 kg
Bruttogewicht ca.	8 kg
Versandgewicht	7,69 kg

Dienstleistungen

Artikelnummer für DAkkS-Kalibrierung	962-406
Artikelnummer für garantierte Plus-Abweichung	921-406