

KERN 325-076

KERN

Kit di pesi, F1, 1 mg - 2 kg, Eco-form, acciaio inossidabile lucidato (OIML), in valigetta di alluminio



Pittogrammi

STANDARD



Categoria

Marchio	KERN
Categoria di prodotto	Set di pesi
Gruppo di prodotti	OIML F1
Famiglia di prodotti	325

Sistema di misura

Peso di calibrazione - valore nominale	1 mg - 2 kg
Peso di calibrazione OIML classe	F1

Design

Struttura peso	Eco-form
Dimensioni (L×P×A)	278×180×138 mm
Astuccio del set di pesi	in valigetta di alluminio
Materiale	acciaio inossidabile lucidato (OIML)

Imballaggio e spedizione

Divisione forza [d] (N)	1 d
Dimensioni imballaggio (L×P×H)	278×180×138 mm
Peso netto	1,34 kg
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Peso netto ca.	1,4 kg
Peso lordo ca.	6 kg
Peso di spedizione	5,55 kg

Servizi

Numero di articolo per calibrazione DAkks	962-406
Numero di articolo per scostamento positivo garantito	921-406