

KERN 325-084

KERN

Conjunto de pesos, F1, 1 mg - 5 kg, Forma ecológica, aço inox polido (OIML), num estojo plástico



Pictogramas

STANDARD



Categoria

| | |
|----------------------|-------------------|
| Marca | KERN |
| Categoria de produto | Conjunto de pesos |
| Grupo de produto | OIML F1 |
| Família de produto | 325 |

Sistema de medição

| | |
|-------------------------------|-------------|
| Peso de teste - valor nominal | 1 mg - 5 kg |
| Peso de teste OIML classe | F1 |

Desenho

| | |
|-----------------------------|------------------------|
| Forma de construção peso | Forma ecológica |
| Dimensões (L×P×A) | 350×320×180 mm |
| Estojo do conjunto de pesos | num estojo plástico |
| Material | aço inox polido (OIML) |

Embalagem e expedição

| | |
|--------------------------------|-----------------------|
| Leitura força [d] (N) | 1 d |
| Dimensões da embalagem (L×P×A) | 350×320×180 mm |
| Peso líquido | 12,69 kg |
| Método de envio | Serviço de encomendas |
| Peso líquido aprox. | 13 kg |
| Peso bruto aprox. | 13 kg |
| Peso de envio | 12,69 kg |

Serviços

| | |
|---|---------|
| Número do artigo para calibração DAkKS | 962-407 |
| Número do artigo para desvio Plus garantido | 921-407 |