

KERN 326-01

KERN

Peso individual, Classe OIML F1, 1 g, Forma ecológica, aço inox polido (OIML)

Número do artigo para desvio Plus
garantido 921-431

Pictogramas

STANDARD



Categoria

| | |
|----------------------|-----------------|
| Marca | KERN |
| Categoria de produto | Peso individual |
| Grupo de produto | OIML F1 |
| Família de produto | 326 |

Sistema de medição

| | |
|--|--------|
| Peso de teste - valor nominal | 1 g |
| Tolerância admissível de acordo com a OIML (+/-) | 0,1 mg |
| Peso de teste - densidade [min] (OIML) | 3000 |
| Peso de teste OIML classe | F1 |

Desenho

| | |
|--------------------------|------------------------|
| Forma de construção peso | Forma ecológica |
| Dimensões (Ø×A) | 6×6 mm |
| Material | aço inox polido (OIML) |

Embalagem e expedição

| | |
|--------------------------------|-----------------------|
| Leitura força [d] (N) | 1 d |
| Dimensões da embalagem (L×P×A) | 6×6×6 mm |
| Peso líquido | 0,001 kg |
| Método de envio | Serviço de encomendas |
| Peso líquido aprox. | 0,05 kg |
| Peso bruto aprox. | 0,05 kg |
| Peso de envio | 0,1 kg |

Serviços

| | |
|--|---------|
| Número do artigo para calibração DAkKS | 962-431 |
|--|---------|