

# KERN 326-026

**KERN**

Kit di pesi, F1, 1 g - 50 g, Eco-form, acciaio inossidabile lucidato (OIML), in valigetta di alluminio



## Pittogrammi

### STANDARD



### Categoria

Marchio	KERN
Categoria di prodotto	Set di pesi
Gruppo di prodotti	OIML F1
Famiglia di prodotti	326

### Sistema di misura

Peso di calibrazione - valore nominale	1 g - 50 g
Peso di calibrazione OIML classe	F1

### Design

Struttura peso	Eco-form
Dimensioni (L×P×A)	165×120×75 mm
Astuccio del set di pesi	in valigetta di alluminio
Materiale	acciaio inossidabile lucidato (OIML)

### Imballaggio e spedizione

Divisione forza [d] (N)	1 d
Dimensioni imballaggio (L×P×H)	165×120×75 mm
Peso netto	0,46 kg
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Peso netto ca.	0,50 kg
Peso lordo ca.	0,80 kg
Peso di spedizione	0,8 kg

### Servizi

Numero di articolo per calibrazione DAkks	962-415
Numero di articolo per scostamento positivo garantito	921-415