

KERN 326-03

KERN

Einzelgewicht, OIML-Klasse F1, 5 g, Eco-Form, Edelstahl poliert (OIML)

Artikelnummer für garantierte Plus-
Abweichung 921-433

Piktogramme

STANDARD



Kategorie

Marke	KERN
Produktkategorie	Einzelgewicht
Produktgruppe	OIML F1
Produktfamilie	326

Messsystem

Prüfgewicht - Nennwert	5 g
Zulässige Toleranz nach OIML (+/-)	0,16 mg
Prüfgewicht - Dichte [Min] (OIML)	5300
Prüfgewicht - Dichte [Max] (OIML)	16000
OIML-konform	✓
Gewicht OIML-Klasse	F1

Bauform

Bauform Gewicht	Eco-Form
Abmessungen (Ø×H)	8×13,2 mm
Material	Edelstahl poliert (OIML)

Verpackung & Versand

Lieferzeit	1 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	8×8×13 mm
Nettogewicht	0,005 kg
Versandart	Paketsdienst
Nettogewicht ca.	0,05 kg
Bruttogewicht ca.	0,05 kg
Versandgewicht	0,1 kg

Dienstleistungen

Artikelnummer für DAkkS-Kalibrierung	962-433
--------------------------------------	---------