

KERN 326-03

KERN

Peso individual, Classe OIML F1, 5 g, Forma ecológica, aço inox polido (OIML)



Serviços

Número do artigo para calibração DAkkS 962-433

Número do artigo para desvio Plus garantido 921-433

Pictogramas

STANDARD



Categoria

Marca	KERN
Categoria de produto	Peso individual
Grupo de produto	OIML F1
Família de produto	326

Sistema de medição

Peso de teste - valor nominal	5 g
Tolerância admissível de acordo com a OIML (+/-)	0,16 mg
Peso de teste - densidade [min] (OIML)	5300
Peso de teste - densidade [Max] (OIML)	16000
Peso de teste OIML classe	F1

Desenho

Forma de construção peso	Forma ecológica
Dimensões (Ø×A)	8×13,2 mm
Material	aço inox polido (OIML)

Embalagem e expedição

Leitura força [d] (N)	1 d
Dimensões da embalagem (L×P×A)	8×8×13 mm
Peso líquido	0,005 kg
Método de envio	Serviço de encomendas
Peso líquido aprox.	0,05 kg
Peso bruto aprox.	0,05 kg
Peso de envio	0,1 kg