

# KERN 326-042

**KERN**

Kit di pesi, F1, 1 g - 200 g, Eco-form, acciaio inossidabile lucidato (OIML), in una cassa di legno



Pittogrammi

STANDARD



## Categoria

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| Marchio               | KERN        |
| Categoria di prodotto | Set di pesi |
| Gruppo di prodotti    | OIML F1     |
| Famiglia di prodotti  | 326         |

## Sistema di misura

|  |             |
|--|-------------|
| Peso di calibrazione - valore nominale | 1 g - 200 g |
| Peso di calibrazione OIML classe       | F1          |

## Design

|                          |                                      |
|--------------------------|--------------------------------------|
| Struttura peso           | Eco-form                             |
| Dimensioni (L×P×A)       | 152×152×66 mm                        |
| Astuccio del set di pesi | in una cassa di legno                |
| Materiale                | acciaio inossidabile lucidato (OIML) |

## Imballaggio e spedizione

|                                |                 |
|--------------------------------|-----------------|
| Divisione forza [d] (N)        | 1 d             |
| Dimensioni imballaggio (L×P×H) | 152×152×66 mm   |
| Peso netto                     | 0,78 kg         |
| Metodo di spedizione           | Servizio pacchi |
| Peso netto ca.                 | 0,80 kg         |
| Peso lordo ca.                 | 0,80 kg         |
| Peso di spedizione             | 0,78 kg         |

## Servizi

|   |         |
|---|---------|
| Numero di articolo per calibrazione DAkks             | 962-417 |
| Numero di articolo per scostamento positivo garantito | 921-417 |