

# KERN 326-054

# KERN

Kit di pesi, F1, 1 g - 500 g, Eco-form, acciaio inossidabile lucidato (OIML), in una custodia di plastica



Numero di articolo per  
scostamento positivo garantito 921-418

Pittogrammi

STANDARD



## Categoria

Marchio	KERN
Categoria di prodotto	Set di pesi
Gruppo di prodotti	OIML F1
Famiglia di prodotti	326

## Sistema di misura

Peso di calibrazione - valore nominale	1 g - 500 g
Peso di calibrazione OIML classe	F1

## Design

Struttura peso	Eco-form
Dimensioni (L×P×A)	250×210×75 mm
Astuccio del set di pesi	in una custodia di plastica
Materiale	acciaio inossidabile lucidato (OIML)

## Imballaggio e spedizione

Divisione forza [d] (N)	1 d
Dimensioni imballaggio (L×P×H)	250×210×75 mm
Peso netto	0,36 kg
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Peso netto ca.	0,40 kg
Peso lordo ca.	1,6 kg
Peso di spedizione	1,44 kg

## Servizi

Numero di articolo per calibrazione DAkks	962-418
--	---------