

# KERN 326-082

**KERN**

Kit di pesi, F1, 1 g - 5 kg, Eco-form, acciaio inossidabile lucidato (OIML), in una cassa di legno



Pittogrammi

STANDARD



## Categoria

Marchio	KERN
Categoria di prodotto	Set di pesi
Gruppo di prodotti	OIML F1
Famiglia di prodotti	326

## Sistema di misura

Peso di calibrazione - valore nominale	1 g - 5 kg
Peso di calibrazione OIML classe	F1

## Design

Struttura peso	Eco-form
Dimensioni (L×P×A)	420×200×200 mm
Astuccio del set di pesi	in una cassa di legno
Materiale	acciaio inossidabile lucidato (OIML)

## Imballaggio e spedizione

Divisione forza [d] (N)	1 d
Dimensioni imballaggio (L×P×H)	420×200×200 mm
Peso netto	6,8 kg
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Peso netto ca.	7 kg
Peso lordo ca.	7 kg
Peso di spedizione	6,8 kg

## Servizi

Numero di articolo per calibrazione DAkks	962-421
Numero di articolo per scostamento positivo garantito	921-421