

KERN 326-08

KERN

Pesas individuales, Clase OIML F1, 200 g, Eco-forma, acero inoxidable pulido (OIML)



Servicios

Número de artículo para calibración DAkkS	962-438
Número de artículo para divergencia positiva garantizada	921-438

Pictogramas

STANDARD



Categoría

Marca	KERN
Categoría de producto	Peso individual
Grupo de producto	OIML F1
Familia de productos	326

Sistema de medición

Peso de control - valor nominal	200 g
Tolerancia admisible según la OIML (+/-)	1 mg
Peso de control - Densidad [Min] (OIML)	7390
Peso de control - Densidad [Max] (OIML)	8730
Peso de control OIML clase	F1

Diseño

Forma constructiva pesa	Eco-forma
Dimensiones (ØxA)	28×47 mm
Material	acero inoxidable pulido (OIML)

Embalaje y envío

Lectura fuerza [d] (N)	1 d
Dimensiones del embalaje (A×P×A)	28×28×47 mm
Peso neto	0,2 kg
Método de envío	Servicio de paquetes
Peso neto aprox.	0,20 kg
Peso bruto aprox.	0,20 kg
Peso de envío	0,2 kg