

KERN 326-09

KERN

Einzelgewicht, OIML-Klasse F1, 500 g, Eco-Form, Edelstahl poliert (OIML)

Artikelnummer für garantierte Plus-
Abweichung 921-439



Piktogramme

STANDARD



Kategorie

Marke	KERN
Produktkategorie	Einzelgewicht
Produktgruppe	OIML F1
Produktfamilie	326

Messsystem

Prüfgewicht - Nennwert	500 g
Zulässige Toleranz nach OIML (+/-)	2,5 mg
Prüfgewicht - Dichte [Min] (OIML)	7390
Prüfgewicht - Dichte [Max] (OIML)	8730
OIML-konform	✓
Gewicht OIML-Klasse	F1

Bauform

Bauform Gewicht	Eco-Form
Abmessungen (Ø×H)	38×64 mm
Material	Edelstahl poliert (OIML)

Verpackung & Versand

Lieferzeit	1 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	38×38×64 mm
Nettogewicht	0,5 kg
Versandart	Paketservice
Nettogewicht ca.	0,50 kg
Bruttogewicht ca.	0,50 kg
Versandgewicht	0,5 kg

Dienstleistungen

Artikelnummer für DAkkS-Kalibrierung	962-439
--------------------------------------	---------